

ASP 001 0050

Agrikem Filmante Protettivo 5 L

ASP 001 è un prodotto innovativo a base di speciali miscele siliconiche studiato per creare un film che protegge i vari componenti dei mezzi agricoli dall'aggressione dei trattamenti anticrittogamici utilizzati per il trattamento delle colture.

La sua applicazione ridona lucentezza alle superfici e forma un film protettivo che impedisce allo sporco ed al verderame di intaccare le superfici trattate.

ASP 001 è stato studiato appositamente per essere usato dopo il trattamento con ACD 001 con il quale forma un trattamento completo per la pulizia e la protezione delle superfici trattate dall'aggressione del verderame e dei vari trattamenti anticrittogamici utilizzati in agricoltura.

**Caratteristiche chimico / fisiche**

Aspetto fisico	Liquido limpido
Colore	Trasparente
Profumazione	Kresy
Densità a 20°C	0,78 kg/l
Ph	Non applicabile
Punto di congelamento	< -20°C
Punto di infiammabilità	< 21°C

Modo d'uso e applicazioni

Il prodotto è pronto all'uso, applicarlo sulla superficie completamente asciutta dopo il lavaggio con il prodotto ACD 001 utilizzando l'apposito nebulizzatore o pistola a spruzzo avendo cura di stenderlo in maniera uniforme ad una distanza di circa 20 - 30 cm. Il prodotto può essere utilizzato anche come rinnovatore di plastiche e gomme.

In abbinamento con il nostro pulitore ACD 001 se ne consiglia l'applicazione almeno ogni 2 lavaggi. Attendere l'asciugatura completa prima di utilizzare il mezzo.

Avvertenze

Utilizzare occhiali, guanti ed indumenti protettivi idonei. Su superfici particolarmente delicate si consiglia di effettuare dei test di compatibilità in punti poco visibili.

NON FUMARE DURANTE L'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO

NOTE: Questi dati, basati sulla nostra esperienza, vanno considerati come indicativi e non sollevano l'utilizzatore finale dalla necessità di effettuare delle prove preliminari. Ci riserviamo di apportare variazioni ai dati caratteristici dei prodotti in relazione al progresso tecnico o a sviluppi produttivi.

**EVOKEM**
TECHNOCLEAN